



PRESSALIT®

Fahnen-Paket mit Schrauben für Sitz ohne Deckel, Kunststoff, grau

Produktnummer

A9154
VVS: 616810397
EAN: 5708590195032



Produktkapazität

Gewicht 0,1 kg

Gewicht, brutto 0,1 kg

Gewicht pro kolli 0 kg

Stück per kolli 0

Stück pro Palette 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®