



PRESSALIT®

Toalettsits Colani med lock Med styrbufferter och universalbeslag med 100 mm bult (B82).

Varunummer

R36000-B82999
VVS: 615695000
NRF: 6190602
EAN: 5708590070643
HMI: 1846




Toalettsits, Colani, med styr buffertar, med lock, inkl. universalbeslag med 100 mm bult.

Färg

Vit

Beskrivning

Toalettsits, Colani, med styr buffertar, med lock, inkl. universalbeslag med 100 mm bult.



Produktkapacitet

Denna produkt är testad statiskt med 375 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandarden SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 250 kg.

Vikt

3,703 kg

Kartong storlek

490x389x84 mm

Vikt per kolli

4,103 kg

Vikt per kolli

20,515 kg

Antal per kolli

5

Kolli per pall

12

Antal per pall

60



PRESSALIT®

Toalettsits Colani med lock Med styrbufferter och universalbeslag med 100 mm bult (B82).

Rengöring

Använd en mild tvållösning för att rengöra toalettsitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. För att desinficera sitsen kan t.ex. etanol 85% användas. Se till att produkten torkas av med en mjuk trasa uppvriden i rent vatten och torkas av med en mjuk, torr trasa omedelbart efter desinfektionen. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
