




Produkt Produktnummer	Ablagemodul für PLUS Wandschiene, 600 mm Trägerstange RT476
Produkt- beschreibung	VVS: 777539860 NRF: 7501024 EAN: 5708590314709 HMI: 124122 NBS: N13:449  Die verschiedenen PLUS Ablagemodule sind praktische, an einer Trägerstange befestigte Ablagen, die zur Montage an PLUS Wandschienen, PLUS Waschtisch-Liftern sowie für eine Wandmontage erhältlich sind. Sie bieten großzügige Ablagemöglichkeiten und verfügen über einen Handtuchhalter und Schaleneinsätze zur Aufbewahrung von Hygieneartikeln. Ablagemodul: Trägerstange 600 mm, zur Montage auf Wandschiene, inkl. 2 Stck. Ablagen 400 mm, Handtuchhalter und 2 Stck. Schaleneinsätze.
Verstellung Produktkapazität	Höhen- und seitlich verstellbar Maximale Belastbarkeit: 12 kg. Belastung pro Ablage: 4 kg. Belastung Handtuchhalter: 4 kg.
Materialien Garantie	Aluminium. Edelstahl. Laminat Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	Ablagemodul für PLUS Wandschiene, 600 mm Trägerstange
Produktnummer	RT476

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®