




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Armaturenhalter RT760
Produkt- beschreibung	<p>VVS: 615859760 NRF: 6311293 EAN: 5708590314723 HMI: 88814 NBS: N13:40,375</p>  <p>Pressalit bietet eine Auswahl an Bad- und WC-Zubehör, die speziell für die Montage an verschiedenen PLUS-Produkten entwickelt wurde</p> <p>Armaturenhalter inkl. 1200 mm Zulaufschläuchen. Mit Verriegelungsknopf. Seitlich verschiebbar auf PLUS Wandschiene</p>
Garantie	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®