




PRESSALIT®

Product Varunummer	Plus frontstöd till duschsits och toalettarmstöd, 450 - 520 mm RT873108
Färg	VVS: 777539008 EAN: 5708590314174 HMI: 124198 NBS: N13:426 Mörkblå (RAL 5011)
Beskrivning	 <p>Front- och ryggstöd till duschsits 310 och toalettarmstöd, 450-520 mm.</p> <p>Front- och ryggstöd till duschsits 310 och toalettarmstöd, 450-520 mm.</p>
Produktkapacitet	Maximal belastning: 70 kg
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>



PRESSALIT®

Product Varunummer	Plus frontstöd till duschsits och toalettarmstöd, 450 - 520 mm RT873108
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®