



# PRESSALIT®

## Toalettsits Colani utan lock Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).

### Varunummer

R26000-D92999  
VVS: 615670000  
NRF: 6190531  
EAN: 5708590315881  
HMI: 108580  
NBS: N13:300

Toalettsits, Colani, med styr buffertar, utan lock, inkl.  
institutionsbeslag med 100 mm bult.





### Färg

Vit

### Beskrivning

Toalettsits, Colani, med styr buffertar, utan lock, inkl.  
institutionsbeslag med 100 mm bult.



### Produktkapacitet

Denna produkt är testad statiskt med 375 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandarden SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 250 kg.

### Vikt

1,957 kg

### Kartong storlek

490x389x84 mm

### Vikt per kolli

2,357 kg

### Vikt per kolli

11,785 kg

### Antal per kolli

5

### Kolli per pall

12

### Antal per pall

60



---

## Toalettsits Colani utan lock Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).

---

### Rengöring

Använd en mild tvållösning för att rengöra toalettsitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. För att desinficera sitsen kan t.ex. etanol 85% användas. Se till att produkten torkas av med en mjuk trasa uppvriden i rent vatten och torkas av med en mjuk, torr trasa omedelbart efter desinfektionen. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

### Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.