



Toiletzitting Dania zonder deksel, non-contact
Met stabilisatiebuffers en extra sterk scharnier met doorlopende pen (D92)

Artikelnummer

R28000-D92999
VVS:615656000
NRF:6190541
EAN:5708590315928
HMI: 1923
NBS:N13:300

Toiletzitting, Dania, zonder deksel, non contact, met stabilisatiebuffers, incl extra sterk scharnier met 100 mm bout.





Kleur

Wit

Kenmerken

Toiletzitting, Dania, zonder deksel, non contact, met stabilisatiebuffers, incl extra sterk scharnier met 100 mm bout.



Materialen

Zitting: Duroplast kunststof (ureum)

Scharnier: roestvrijstaal V2A

Product capaciteit

Dit product is statisch getest tot 375 kg. Aangezien de Europese norm voor technische hulpmiddelen voor gehandicapten BS / EN 12182:2012, een statische test met veiligheidsfactor 1.5 vereist, is de statische belasting van dit product 250 kg.

Gewicht

1,957 kg

Maat per stuk

457x389x68 mm

Gewicht per stuk

2,357 kg

Gewicht per colli

11,785 kg

Aantal per colli

5

Verpakkingen per pallet

18

Aantal per pallet

90



**Toiletzitting Dania zonder deksel, non-contact
Met stabilisatiebuffers en extra sterk scharnier met doorlopende
pen (D92)**

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting schoon te maken. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Voor het desinfecteren van de zitting, b.v. ethanol 85% kan worden gebruikt. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die is uitgewrongen in schoon water en onmiddellijk na desinfectie wordt afgedroogd met een zachte, droge doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of chloorhoudende stoffen. Reinigingsmiddelen op basis van, omdat deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.