



# PRESSALIT®

## Toalettsits Dania med öppen front, utan lock Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).

### Varunummer

R28000-D92999  
VVS: 615656000  
NRF: 6190541  
EAN: 5708590315928  
HMI: 1923  
NBS: N13:300





### Färg

Vit

### Beskrivning

Toalettsits, Dania, med styr buffertar, öppen front, utan lock, inkl. institutionsbeslag med 100 mm bult.



### Produktkapacitet

Denna produkt är testad statiskt med 375 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandarden SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 250 kg.

### Vikt

1,957 kg

### Kartong storlek

457x389x68 mm

### Vikt per kolli

2,357 kg

### Vikt per kolli

11,785 kg

### Antal per kolli

5

### Kolli per pall

18

### Antal per pall

90



# PRESSALIT®

---

## **Toalettsits Dania med öppen front, utan lock Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).**

---

### **Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.<br><br>Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---