



PRESSALIT®

Toiletzitting Dania met deksel Met stabilisatiebuffers en extra stevig scharnier met doorlopende pen (D92)

Artikelnummer




R37000-D92999
VVS: 615679000
NRF: 6190607
EAN: 5708590315966
HMI: 108574
NBS: N13:300

Kleur

Wit

Omschrijving

Toiletzitting, Dania met deksel en stabilisatiebuffers en extra stevig scharnier met doorlopende pen

**Materialen**

Zitting: Duroplast kunststof (ureum)

Scharnier: roestvrijstaal V2A

Product capaciteit

Dit product is statisch getest tot 375 kg. Aangezien de Europese norm voor technische hulpmiddelen voor gehandicapten, BS/EN 12182:2012, een statische test met veiligheidsfactor 1,5 vereist, is de nominale maximum belasting voor dit product dus 250 kg.

Gewicht

3,757 kg

Gewicht per stuk

4,257 kg

Gewicht per colli

21,285 kg

Aantal per colli

5

Crates per pallet

18

Aantal per pallet

90



PRESSALIT®

**Toiletzitting Dania met deksel
Met stabilisatiebuffers en extra stevig scharnier met doorlopende
pen (D92)**



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®