



PRESSALIT®

Toalettsits Dania med lock Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).

Varunummer




R37000-D92999
VVS: 615679000
NRF: 6190607
EAN: 5708590315966
HMI: 108574
NBS: N13:300

Färg

Vit

Beskrivning

Toalettsits, Dania, med styr buffertar, med lock. Med institutionsbeslag.



Produktkapacitet

Denna produkt är testad statiskt med 375 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandarden SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 250 kg.

Vikt

3,757 kg

Kartong storlek

457x389x68 mm

Vikt per kolli

4,257 kg

Vikt per kolli

21,285 kg

Antal per kolli

5

Kolli per pall

18

Antal per pall

90



PRESSALIT®

Toalettsits Dania med lock Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.
Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
