






PRESSALIT®

Toiletzitting Dania met deksel, non contact Met stabilisatiebuffers en extra sterk scharnier met doorlopende pen (D92)

Artikelnummer	R38000-D92999 VVS: 615657000 NRF: 6190614 EAN: 5708590316000 HMI: 1848 NBS: N13:300 Toiletzitting, Dania, met deksel, non contact, met stabilisatiebuffers en extra sterk scharnier met doorlopende pen.	
Kleur	Wit	
Kenmerken	Toiletzitting, Dania met deksel, non contact, met stabilisatiebuffers en extra sterk scharnier met doorlopende pen.   	
Materialen	Zitting/deksel: Duroplast kunststof (ureum) Scharnier: roestvrijstaal V2A	
Product capaciteit	Dit product is statisch getest tot 375 kg. Aangezien de Europese norm voor technische hulpmiddelen voor gehandicapten BS / EN 12182:2012, een statische test met veiligheidsfactor 1.5 vereist, is de statische belasting van dit product 250 kg.	
Gewicht	3,557 kg	
Maat per stuk	457x389x68 mm	
Gewicht per stuk	3,957 kg	
Gewicht per colli	19,785 kg	
Aantal per colli	5	
Verpakkingen per pallet	18	
Aantal per pallet	90	



Toiletzitting Dania met deksel, non contact
Met stabilisatiebuffers en extra sterk scharnier met doorlopende
pen (D92)

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting schoon te maken. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Voor het desinfecteren van de zitting, b.v. ethanol 85% kan worden gebruikt. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die is uitgewrongen in schoon water en onmiddellijk na desinfectie wordt afgedroogd met een zachte, droge doek.
 <i> Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of chloorhoudende stoffen. reinigingsmiddelen op basis van, omdat deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld. </i>

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht.

Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.