




## Spezialscharnier

**Produktnummer** D92999  
VVS: 616810934  
EAN: 5708590300474

**Beschreibung** Spezialscharnier



## Produktkapazität

**Gewicht** 0,298 kg

**Gewicht, brutto** 0,298 kg

**Gewicht pro kolli** 0 kg

**Stück per kolli** 0

**Stück pro Palette** 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)