




## Spezialscharnier

<b>Produktnummer</b>	D92999 VVS: 616810934 EAN: 5708590300474
<b>Beschreibung</b>	Spezialscharnier



## Produktkapazität

<b>Gewicht</b>	0,298 kg
<b>Gewicht, brutto</b>	0,298 kg
<b>Gewicht pro kolli</b>	0 kg
<b>Stück per kolli</b>	0
<b>Stück pro Palette</b>	0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)