



PRESSALIT®

Pressalit Cera S596
Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S596010-BS22999
EAN:5708590315676
DB: 1592500

Pressalit Cera S596 tillför extra lyx till badrummet. Toalettsitsen med den inbyggda mjukstängningen soft close har också en lift-off-funktion för enkel rengöring och en certifierad antibakteriell Polygiene®-effekt som hämmar bakterietillväxten 24 timmar om dygnet. Passar främst till Ifö Cera/Ceranova, men tack vare sitt universalbeslag kan den också användas på flera olika toalettskålar.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, model "Pressalit Cera", art. nr. S596 af gennemfarvet hærdeplast med Polygiene®, med indbygget soft close funktion, inkl. BS22 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 135-215 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit Cera S596
Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rostfritt stål

Material

TOALETTSITS

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre.

POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene):

Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet.

BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close):

Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.

BESLAG

Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vikt

2,905 kg

Kartong storlek

488x388x72 mm

Vikt per kolli

3,322 kg

Paket storlek

500x400x368 mm

Vikt per kolli

16,61 kg

Antal per kolli

5

Kolli per pall

12

Antal per pall

60

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.
Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Pressalit Cera S596
Toaletsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i
rodfritt stål

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®