




## Universal flex beslag med kipanker til lift-off

**Varenummer**

D99999  
EAN:5708590315614



\*90 mm / \*\* 75 mm

**Produktkapacitet**

**Vægt** 0,256 kg

**Vægt emballeret** 0,256 kg

**Vægt pr. kolli** 0 kg

**Antal pr. kolli** 0

**Kolli pr. palle** 0

**Antal pr. palle** 0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)