



PRESSALIT®

Pressalit for Trevi S832
Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Varenummer

S832000
EAN:5708590320830
DB: 1623772

Pressalit for Trevi S832 er et smukt toiletsæde, udviklet til fortrinsvis at kunne passe til en IDO Trevi Basic toiletskål, men er også anvendeligt på mere gængse toiletskåle takket være universalbeslaget.



Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit for Trevi", art. nr. S832 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand 129-187 mm
- belastning - ringsæde 160 kg
- 2 års garanti

**Materialer**

Duroplast

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 160 kg

Vægt

2,85 kg

**Mål pr. stk.
(emballeret)**

450x365x55 mm

Vægt emballeret

2,87 kg

Mål pr. kolli

275x380x480 mm

Vægt pr. kolli

14,35 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

12

Antal pr. palle

60



PRESSALIT®

Pressalit for Trevi S832
Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
