



Pressalit Objecta D / Projecta D 172 Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl

Produktnummer

172011-BR7999
VVS:615030011
NRF:6190177
RSK:7904439
EAN:5708590321493

Pressalit Objecta D/Projecta D sind einfache, praktische WC-Sitze, die speziell für Duravit Starck 2, Starck 3 (nur Objecta D) sowie Happy D entwickelt wurden. Mit Polygiene-Ausstattung, die 24 Stunden am Tag das Wachstum von Bakterien hemmt. Diese WC-Sitze eignen sich besonders gut für den Objektbereich.






Farbe

Weiß polygiene

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Objecta D", Art. Nr. 172 aus durchgefärbtem Duroplast mit Polygiene und BR7 Universal-Flex-Scharnier aus V2A Edelstahl.

- Scharnierabstand: 95-195 mm/200-290 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Sandwich

Designer

Pressalit

Design Jahr

2002



Pressalit Objecta D / Projecta D 172
Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl

| | |
|--------------------------|--|
| Materialien | <p>WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.</p> <p>POLYGIENE (nur relevant bei WC-Sitzen mit polygiene): Polygiene besteht auf der Grundlage natürlicher Silbersalze, die eine antibakterielle Wirkung haben und das Bakterienwachstum rund um die Uhr hemmen.</p> <p>PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).</p> <p>DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik): Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.</p> <p>SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl Typ W. Nr. 1.4301/M und Thermoplast.</p> |
| Produktkapazität | Belastbarkeit - Sitzring 240 kg |
| Gewicht | 3,386 kg |
| Kartonmaße | 457x389x66 mm |
| Gewicht, brutto | 3,786 kg |
| Maße pro kolli | 469x401x348 mm |
| Gewicht pro kolli | 18,93 kg |
| Stück per kolli | 5 |
| Kolli pro Palette | 18 |
| Stück pro Palette | 90 |
| Reinigung | Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist. |



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D / Projecta D 172 Standard-WC-Sitz mit Scharnieren aus Edelstahl

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen 10 Jahre Garantie auf Ihren WC-Sitz. Sollten bei normalem Gebrauch des WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, reparieren wir den WC-Sitz oder tauschen ihn gegen einen Sitz des gleichen oder eines von Pressalit gewählten ähnlichen Modells um. Voraussetzung für das Inkrafttreten der Garantie ist die Vorlage eines Nachweises über den Kauf des WC-Sitzes.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®