




PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT monteringskåpa R2056
Beskrivning	<p>VVS: 636859900 NRF: 6132517 EAN: 5708590322391 NBS: N13:30,335</p>  <p>SELECT monteringskåpa döljer och skyddar till- och avloppssystem.</p> <p>Monteringskåpa till SELECT tvättställ. Döljer och skyddar till- och avloppssystem. Passar till tvättställ MATRIX CURVE och CURVE II R2050 - R2051 - R2052 - R2053.</p>
Material	Polystyren
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>



PRESSALIT®

Product	SELECT monteringskåpa
Varunummer	R2056

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®