




PRESSALIT®

Article Numéro article	SELECT recouvrement caches-tuyaux R2057
Description	<p>VVS:636857900 NRF:6132518 EAN:5708590322407 NBS:N13:30,335</p>  <p>SELECT recouvrement cache-tuyaux cache et protege les tuyauteries flexibles.</p> <p>Recouvrement cache-tuyaux, recommandé pour support de lavabo SELECT pour cacher les tuyauteries flexibles. Compatible avec lavabos MATRIX SMALL R2020 - R2021.</p>
Matériaux	Polystyrène
Garantie Nettoyage	<p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



PRESSALIT®

Article	SELECT recouvrement caches-tuyaux
Numéro article	R2057

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®