



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D zonder deksel 879
Standaard toiletzitting met Polygiene®, zonder deksel, incl.
universele scharnieren met doorlopende pen in roestvrij staal

Artikelnummer

879011-DC7999
EAN:5708590326658

Pressalit Projecta D - zonder deksel. De toiletzitting is bruikbaar voor de meeste D-vormige closets en beschikken over een Polygiene-effect waardoor de groei van bacteriën gedurende 24 uur per dag wordt geremd. Daarom zijn de toiletzittingen ook bijzonder geschikt voor de projectmarkt.






Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting zonder deksel, model "Projecta D" art. nr. 879 uit door en door gekleurd Duroplast, met DC7 speciaal scharnier uit roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergaten 158 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Designer

Pressalit

Design jaar

2002



Pressalit Projecta D zonder deksel 879
Standaard toiletzitting met Polygiene®, zonder deksel, incl.
universele scharnieren met doorlopende pen in roestvrij staal

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder. Polygiene (alleen relevant voor toiletzittingen met polygiene): Polygiene bevat bacterie bestrijdend zilvernitraat dat door de anti-bacteriële werking de aangroei van bacteriën 24 uur per dag belemmert. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen. Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	1,756 kg
Maat per stuk	457x389x68 mm
Gewicht per stuk	2,146 kg
Maat per verpakking	469x401x348 mm
Gewicht per colli	10,73 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeit kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D zonder deksel 879
Standaard toiletzitting met Polygiene®, zonder deksel, incl.
universele scharnieren met doorlopende pen in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht.
Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®