




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Ombygningskit til manuelt PLUS vaskophæng/brusesæde RT745
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590329970  300 x 175 x 32 mm  150 x 150 x 32 mm  100 x 38 x 39 mm Ombygningskit til manuelt PLUS vaskophæng/brusesæde Ombygningskit til konvertering af manuelt højdejusterbart PLUS vaskophæng/brusesæde til højde-/sideværts justerbart vaskophæng/brusesæde
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com