




PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit de conversion RT745
Description	EAN:5708590329970  300 x 175 x 32 mm  100 x 38 x 39 mm Kit de conversion Kit de conversion pour changer un PLUS support mural/siège de douche manuellement réglable en hauteur en PLUS support mural réglable en hauteur et latéralement.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®