



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Ombygningskit til eldrevet PLUS vaskophæng/brusesæde RT774
Produktbeskrivelse	EAN:5708590329987 Ombygningskit til konvertering af eldrevet højdejustérbart PLUS vaskophæng/brusesæde til højde-/sideværts justérbart vaskophæng/brusesæde.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com