




PRESSALIT®

Article Numéro article	Mitigeur, TMV3 approuvé RT623
Description	EAN:5708590332543  Un robinet TMV3 approuvé avec anti-blanchiment thermostatique. Le mitigeur n'est jamais chaud au toucher. Sans bonde de fond. Un robinet TMV3 approuvé avec anti-blanchiment thermostatique. Le mitigeur n'est jamais chaud au toucher. Sans bonde de fond.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.

pressalit.com

PRESSALIT®