




Produkt	MATRIX NEW CURVE ergonomischer Waschtisch mit Hahnloch, ohne Überlauf
Produktnummer	R2053000 VVS: 636862200 NRF: 6132514 RSK: 7503002 EAN: 5708590333878 HMI: 101016
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	<p>MATRIX NEW CURVE, ergonomischer Waschtisch, 600 x 487 x 150 mm, mit Hahnloch Ø36, ohne Überlauf, für 1-loch Armaturen geeignet. Inkl. Ablaufgarnitur.</p> <p>Die Vorderseite, mit dem nach innen schwingenden Bogen, stabilisiert sowohl den stehenden als auch den sitzenden Benutzer. Sie ermöglicht, sich an den gerundeten Kanten festzuhalten und abzustützen. Der flache Boden lässt Platz für die Beine unter dem Waschtisch.</p> <p>Materialien: Porzellan. Für Pressalit PLUS, COMFORT und SELECT Waschtisch-Lifter geeignet.</p>
Höhenverstellung	
Produktkapazität	150 kg.
Materialien	Porzellan
Ergonomie	Die konkav geformte Front stabilisiert einen stehenden sowie einen sitzenden Benutzer. Die runden Formen sind gut zum Greifen und angenehm zum Anlehnen. Die Formgebung der Ecken lässt Platz für die Ellenbogen und gibt ihnen eine gute Unterstützung. Die flache Unterseite der Keramik schafft Raum für die Beine eines sitzenden Benutzers.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.





PRESSALIT®

Produkt	MATRIX NEW CURVE ergonomischer Waschtisch mit Hahnloch, ohne Überlauf
----------------	---



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®