




PRESSALIT®

Produkt	Seifenhalter
Produktnummer	RT190000 VVS:777564500 NRF:6311237 EAN:5708590333755
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	Seifenhalter für Haltegriffe
Höhenverstellung	
Materialien	Nylon (PA6)
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®