




PRESSALIT®

Produkt	Seifenhalter
Produktnummer	RT190112
Farbe	VVS:777564512 NRF:6311238 EAN:5708590333762 HMI: 88858
	Anthrazitgrau
	
Produkt- beschreibung	Seifenhalter für Haltegriffe Seifenhalter für Haltegriffe
Materialien	Nylon (PA6)
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

pressalit.com

PRESSALIT®