



PRESSALIT®

Institutionsbeslag, rustfrit stål, til halvoffentlige og offentlige toiletter.


Varenummer

DB4999

EAN:5708590333250

Beskrivelse

Institutionsbeslag, rustfrit stål, med lang bolt (100 mm)



Produktkapacitet

Vægt

0,265 kg

Vægt emballeret

0,265 kg

Vægt pr. kolli

0 kg

Antal pr. kolli

0

Antal pr. palle

0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®