



PRESSALIT®

Produkt	Puslemadras 950 mm
Varenummer	R8703000 VVS:777630800 EAN:5708590339085
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	Puslemadras, ftalatfri, 760 mm x 950 mm x 30 mm, til 1400 mm puslebord med sanitet.
Reguleringshøjde	
Rengøring	R8701-R8705 Betræk: Techmadin, ftalatfri Daglig rengøring med sæbevand og efterfølgende aftørring med en fugtig klud, samt ugentlig vask ved 60 grader uden brug af skyllemiddel. Vend IKKE vrangen ud ved vask. Kan tørretumbles. Kan desinficeres med antiseptiske vådservietter. Alkohol % < 50. Brug ikke desinfektionsmidler, der er beregnet til hårde overflader. Fyld: (skum) Skummet indeholder kun DINP-blødgørere, der er godkendt af EU til brug i børneartikler. Skummet må ikke vaskes. Madrassen må af hygiejnemæssige årsager ikke bruges uden betrækket.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®