




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Matelas à langer 950 mm R8703432
<b>Couleur</b>	VVS: 777630802 EAN: 5708590339092 HMI: 125808  Gris moyen 
<b>Description</b>	Les matelas pour table à langer sont disponibles en plusieurs coloris et dans des longueurs adaptées aux différentes longueurs de table à langer.  Accessoires pour tables à langer Matelas à langer 760 mm x 950 mm x 30 mm, pour table à langer 1400 mm avec lavabo Sans phthalates
<b>Nettoyage</b>	R8701-R8705 Comment nettoyer les matelas de table à langer : Housse Techmadin, sans phthalate Nettoyer quotidiennement à l'eau savonneuse, puis essuyer avec un chiffon humide ; laver régulièrement à 60-90° sans utiliser d'adoucissant textile. Rétrécissement après lavage peut se produire. Ne pas tourner avant le lavage. Peut être passé au sèche-linge à max. 60°. Peut être désinfecté à l'aide d'une lingette antiseptique. Pourcentage d'alcool < 70. Ne pas utiliser de désinfectants destinés aux surfaces dures. Rembourrage : Le rembourrage contient uniquement des assouplissants DINP approuvés par l'UE pour l'utilisation dans les articles pour enfants. Ne pas laver la mousse. Ne pas utiliser le matelas sans la housse pour des raisons d'hygiène.



PRESSALIT®

---

<b>Article</b>	Matelas à langer 950 mm
<b>Numéro article</b>	R8703432

---

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®