




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------|--|
| Produkt Varenummer | Armatur LB1144 |
| | EAN:5708590338262 |
| Produktbeskrivelse | Armatur til pusleborde Armatur til pusleborde |
| Garanti | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. |



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®