




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Handdoekhaakje, pen, 2 stuks, glanzend staal Q10150
Beschrijving	<p>VVS: 775295240 NRF: 6190928 RSK: 8754882 EAN: 5708590336862</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> <p>Geniet van samenhang in je hele huis en gebruik de elegante handdoekhaak zowel in de badkamer als in de keuken.</p>
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
Garantie	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.
	Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com