



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Handdoekhouder 60 x 12 cm, dubbel, glanzend staal Q10550
Beschrijving	VVS: 775711240 NRF: 6190939 RSK: 8754885 EAN: 5708590336930  Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com