




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Toilettenbürste für wandmontage, mit Halter aus Glas, Stahl poliert Q10800
Produkt- beschreibung	VVS: 778497140 NRF: 6190942 RSK: 8714259 EAN: 5708590336947  <p>Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.</p> <p>Eleganter Toilettenbürste zur Wandmontage. Schafft zusätzlichen Platz auf dem Boden.</p>
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, Glas, Befestigungsknoten aus Messing
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®