




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	Pressalit Choice Handdoekhaakje, boog, 2 stuks, geborsteld staal Q30160
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 775295300 NRF: 6190946 RSK: 8754888 EAN: 5708590336978</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> <p>Geniet van samenhang in je hele huis en gebruik de elegante handdoekhaak zowel in de badkamer als in de keuken.</p>
<b>Materialen</b>	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
<b>Garantie</b>	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.
<b>Reiniging</b>	<p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®