




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Glazen planchet 58,8 x 13,5 cm, geborsteld staal Q30400
Beschrijving	VVS: 772471500 NRF: 6190951 RSK: 8892167 EAN: 5708590337012  Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, glas, montage huls uit messing
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com