




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Handtuchhalter, doppelt 60 x 12 cm, Stahl gebürstet Q30550
Produkt- beschreibung	VVS:775711200 NRF:6190956 RSK:8754890 EAN:5708590337036  <p>Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.</p>
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, Befestigungsknoten aus Messing
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com