




# PRESSALIT®

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | Toiletbørste til vægmontage, m/glas skål, børstet stål<br>Q30800   |
|                                     | VVS:778497100<br>NRF:6190958<br>RSK:8714261<br>EAN:5708590337043   |
|                                     |   |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           |  |
| <b>Materialer</b>                   | Rustfrit stål AISI 304, børsteholder i glas, monteringsindsats i messing.  |
| <b>Garanti</b><br><b>Rengøring</b>  | Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.<br>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.<br>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl. |

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)