




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Toiletborstelgarnituur voor wandmontage met glazen inzet, geborsteld staal Q30800
Beschrijving	<p>VVS: 778497100 NRF: 6190958 RSK: 8714261 EAN: 5708590337043</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> <p>Elegante toiletborstelgarnituur voor wandmontage. Biedt extra ruimte op de vloer.</p>
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, glas, montage huls uit messing
Garantie Reiniging	<p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

pressalit.com