




PRESSALIT®

Produkt	Væghængt toilet 700 mm
Varenummer	R2099000
	VVS:612928000 NRF:6191026 EAN:5708590345284 HMI: 105700
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Toilet, væghængt, afstand væg til front: 700 mm. Ekskl. vægbefæstigelse. Toilet, væghængt, afstand væg til front: 700 mm. Ekskl. vægbefæstigelse.
Produktkapacitet	Maks. belastning: 400 kg.
Materialer	Sanitetsporcelæn
Ergonomi	Toilet 700 mm anbefales til kørestolsbrugere - giver også bedre plads til hjælperen. Et væghængt toilet giver mulighed for montering i individuel højde. Nedenunder er der plads til kørestolsbrugerens fodstøtter, mobilliftens ben og hjælperens fødder.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com