




PRESSALIT®

Article Numéro article	Cuvette WC, suspendue, 700 mm R2099000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS:612928000 NRF:6191026 EAN:5708590345284 HMI: 105700</p> <p>Cuvette de WC suspendue. Longueur: 700 mm. Sans fixations murales.</p> <p>Cuvette de WC suspendue. Longueur: 700 mm. Sans fixations murales.</p>
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 400 kg.
Matériaux Ergonomie	<p>Porcelaine sanitaire</p> <p>La cuvette WC de 700 mm est recommandée aux utilisateur de fauteuils roulants.</p> <p>L'espace supplémentaire profite également à l'aide-soignant.</p> <p>La cuvette suspendue peut être installée à la hauteur qui convient à l'utilasteur.</p> <p>L'espace libéré au-dessous s'offre au repos-pied d'un fauteuil roulant, aux pieds de l'aide soignant ou à ceux d'un lève-personne mobile.</p>
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.





PRESSALIT®

Article	Cuvette WC, suspendue, 700 mm
Numéro article	R2099000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®