



**Pressalit Objecta Pro 990**  
**Standard-WC-Sitz mit Polygiene®-Ausstattung, mit Scharnieren**  
**aus Edelstahl**

**Produktnummer**

990011-DH4999  
EAN:5708590344782




Dieser WC-Sitz mit bakterienhemmender Polygiene-Ausstattung eignet sich besonders gut für den Objektbereich. Schlankes Design, das auf viele WC-Becken passt.

**Farbe**

Weiß polygiene

**Beschreibung**

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Objecta Pro", Art. Nr. 990 aus durchgefärbtem Duroplast mit Polygiene und DH4 Kombi-Scharnier, univertikal, aus V2A Edelstahl.  
- Scharnierabstand: 155 mm  
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg  
- 10 Jahre Garantie



**Design Typ**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design Jahr**

2016





---

**Pressalit Objecta Pro 990  
Standard-WC-Sitz mit Polygiene®-Ausstattung, mit Scharnieren  
aus Edelstahl**

---

**Materialien**

**WC-SITZ:**

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

**POLYGIENE (nur relevant bei WC-Sitzen mit polygiene):**

Polygiene besteht auf der Grundlage natürlicher Silbersalze, die eine antibakterielle Wirkung haben und das Bakterienwachstum rund um die Uhr hemmen.

**PUFFER:**

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

**DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik):**

Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.

**SCHARNIERE:**

Rostfreier Edelstahl Typ W. Nr. 1.4301/M und Thermoplast.

**Produktkapazität**

Belastbarkeit - Sitzring 240 kg

---

**Gewicht**

2,678 kg

**Kartonmaße**

465x387x87 mm

**Gewicht, brutto**

3,018 kg

**Maße pro kolli**

479x399x458 mm

**Gewicht pro kolli**

15,09 kg

**Stück per kolli**

5

**Kolli pro Palette**

8

**Stück pro Palette**

40

**Reinigung**

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Objecta Pro 990  
Standard-WC-Sitz mit Polygiene®-Ausstattung, mit Scharnieren  
aus Edelstahl**

---

**Garantie**

Pressalit gewährt Ihnen 10 Jahre Garantie auf Ihren WC-Sitz. Sollten bei normalem Gebrauch des WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, reparieren wir den WC-Sitz oder tauschen ihn gegen einen Sitz des gleichen oder eines von Pressalit gewählten ähnlichen Modells um. Voraussetzung für das Inkrafttreten der Garantie ist die Vorlage eines Nachweises über den Kauf des WC-Sitzes.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®