



**Pressalit Projecta Solid Pro 1002**  
**Standaard toiletzitting met Polygiene® incl. Solid Pro scharnieren**

**Artikelnummer**

1002011-DG4925  
EAN:5708590344652

Een designbewuste keuze voor de projectmarkt. Met Polygiene-effect en een sterk beslag, dat zorgt voor optimale stabiliteit, ook bij zijdelingse belasting.




**Kleur**

Wit polygiëne

**Omschrijving**

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Projecta Solid Pro", art. nr. 1002, van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met Polygiene met DG4 combi scharnier, universeel.

- hartafstand scharniergegaten: 145-210 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



**Design type**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design jaar**

2016



---

**Pressalit Projecta Solid Pro 1002**  
**Standaard toiletzitting met Polygiene® incl. Solid Pro scharnieren**

---

<b>Materialen</b>	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Polygiene (alleen relevant voor toiletzittingen met polygiene): Polygiene bevat bacterie bestrijdend zilvernitraat dat door de anti-bacteriële werking de aangroei van bacteriën 24 uur per dag belemmert.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.</p> <p>Scharnieren: Roestvrij staal W. nr. 1.4301 thermoplast van semi-kristallijne polyamiden met gedeeltelijk aromatische inhoud. Aluminium EN AW-6063-TS.</p>
<b>Product capaciteit</b>	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
<b>Gewicht</b>	2,82 kg
<b>Maat per stuk</b>	503x387x87 mm
<b>Gewicht per stuk</b>	3,16 kg
<b>Maat per verpakking</b>	517x399x456 mm
<b>Gewicht per colli</b>	15,8 kg
<b>Aantal per colli</b>	5
<b>Crates per pallet</b>	8
<b>Aantal per pallet</b>	40
<b>Reiniging</b>	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p>



# PRESSALIT®

---

## **Pressalit Projecta Solid Pro 1002 Standaard toiletzitting met Polygiene® incl. Solid Pro scharnieren**

---

Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®