




PRESSALIT®

Universalscharnier

Produktnummer

DE9999
EAN:5708590340241



Produktkapazität

Gewicht	0,148 kg
Gewicht, brutto	0,148 kg
Gewicht pro kolli	0 kg
Stück per kolli	0
Stück pro Palette	0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®