



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Pressalit Choice Bürstenkopf, lose, für Qx800, Weiß Q00899
<b>Produkt- beschreibung</b>	VVS:778497800 NRF:6190925 RSK:8714257 EAN:5708590343600
<b>Materialien</b>	PP/ABS
<b>Garantie</b> <b>Reinigung</b>	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)