




PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit vis de montage V8653 (4 pièces), pour béton cellulaire V8653
Description	<p>EAN:5708590351414</p>  <p>Kit vis de montage, 4 boulons M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire.</p> <p>Nécessaire pour : PLUS glissière-support (verticale) : R9871, R9872 PLUS support de lavabo : R4650, R4750, R4751 PLUS sièges de douche : R7634, R7635</p> <p>Kit vis de montage, 4 boulons M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire</p>
Matériaux	Acier inoxydable et plastique

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®