




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Kit vis de montage V8658 (6 pièces), pour béton cellulaire V8658
<b>Description</b>	<p>EAN:5708590351360</p>  <p>Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, pour béton cellulaire.</p> <p>Nécessaire pour :</p> <p>SCT 1000 tables de douches : R8402, R8403 SCT 2000 tables de douches : R8478, R8582418 SCT 3000 tables de douches : R8582313, R8582318 Tables à langer descendant jusqu'au sol : R8661, R8662, R8663, R8671, R8672, R8673 Tables à langer, montage mural : R8732, R8734, R8733, R8735, R8711, R8712, R8713, R8721, R8722, R8723 INDIVO Unité de levage pour armoires hautes : RK1420, RK1421 MATRIX support de lavabo, réglable en hauteur et latéralement: R482019, R482219, R484019, R484219, R485019, R485219, R487019</p> <p>Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, pour béton cellulaire</p>
<b>Matériaux</b>	Acier inoxydable et plastique



PRESSALIT®

<b>Article</b>	Kit vis de montage V8658 (6 pièces), pour béton cellulaire
<b>Numéro article</b>	V8658

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®