




PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit vis de montage V8667 (12 pièces), pour béton cellulaire V8667
Description	<p>EAN:5708590351278</p>  <p>Kit vis de montage, 12 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6, pour béton cellulaire.</p> <p>Nécessaire pour : PLUS barres d'appui : RT114, RT115, RT118, RT119, RT124, RT126, RT128, RT144 PLUS tringle de douche : RT212</p> <p>Kit vis de montage, 12 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6, pour béton cellulaire</p>
Matériaux	Acier inoxydable et plastique

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®