




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Reserverolhouder, glanzend staal Q10260
Beschrijving	<p>VVS: 776591240 NRF: 6190933 RSK: 8744046 EAN: 5708590352831</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p>
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
Garantie Reiniging	<p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

pressalit.com