



## Toaletsits Care Soft Close med lock Med Solid Pro institutionsbeslag

### Funktioner

Soft close

### Varunummer

R395011-DG9999  
VVS:615649000  
NRF:6190373  
EAN:5708590356044  
HMI: 109860

Toaletsits Care Soft Close med lock. Med Solid Pro institutionsbeslag vilket garanterar optimal stabilitet - även vid sidobelastning. Ett designmedvetet val för projektmarknaden. Marknadens första institutionssits med integrerad soft close funktion. Med Polygiene®-effekt som hämmar tillväxten av bakterier. Sitsen är designad för att vara behaglig och bekvämt att sitta på.




### Färg

Vit

### Beskrivning

Toaletsits Care Soft Close med lock. Med Solid Pro institutionsbeslag vilket garanterar optimal stabilitet - även vid sidobelastning. Ett designmedvetet val för projektmarknaden. Marknadens första institutionssits med integrerad soft close funktion. Med Polygiene®-effekt som hämmar tillväxten av bakterier. Sitsen är designad för att vara behaglig och bekvämt att sitta på.





## Toalettsits Care Soft Close med lock Med Solid Pro institutionsbeslag

<b>Material</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>POLYGIENE</b> (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning sittring 240 kg.
<b>Vikt</b>	2,895 kg
<b>Kartong storlek</b>	503x387x87 mm
<b>Vikt per kolli</b>	3,235 kg
<b>Vikt per kolli</b>	16,175 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	8
<b>Antal per pall</b>	40
<b>Garanti</b>	<p>Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>



PRESSALIT®

---

**Toalettsits Care Soft Close med lock  
Med Solid Pro institutionsbeslag**

---

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®